

Péče o drén nebo píštěl – výměna sáčku



VIDEO NÁVOD

Pomůcky k ošetření

- 1) sáček na odpad
- 2) odstraňovač podložky původního sáčku – sprej
- 3) stomický čistící roztok v roušce – pokud se nemůžete osprchovat (Comfeel Cleanser nebo Medical Adhesive Remover Wipe)
- 4) netkaná textilie – čtverce na sušení kůže okolo drénu
- 5) drenážní sáček s vystřiženým otvorem – má být pouze o 2-3 mm větší než otvor pro drén, jinak by mohlo dojít k podráždění kůže sekretem; podložku vystřihujte opatrně, aby nedošlo k prostřížení přední strany sáčku – doporučujeme použít nůžky s tupými konci
- 6) sáček uzavřete (špunt nebo suchý zip)

Pracovní postup

- pod nalepenou podložku použitého sáčku nastříkejte trochu odstraňovače a opatrně uvolňujte (slupujte) použitý sáček, shora dolů, pomocí obou rukou – nestrhává se
- pokud máte pod lepicí plochou ochlupení, je nutné ho 1x týdně oholit žiletkou na jedno použití (před osprchováním)
- drén nebo píštěl osprchujte proudem vlažné vody a osušte
- pokud se nemůžete osprchovat, použijte napuštěnou mycí oušku – čistící roztok
- kůži důkladně osušte čtvercem netkané textilie
- z podložky odstraňte krycí fólii a sáček si nalepte
- podložku lehce přitlačte nejprve okolo drénu nebo píštěle a pak celou plochu podložky pohladte od středu ke kraji (vytlačit vzduch); podložka musí dobře přilnout
- po nalepení sáček přitlačujte k tělu rukama asi 5 minut
- zavažte sáček s použitým materiálem a vyhoďte ho jako komunální odpad
- **drenážní sáček se během dne opakovaně vypouští**
- **měřte a zapisujte si denní množství vypuštěného sekretu a tabulku noste vždy ke kontrole na chirurgické ambulanci**
- **drenážní sáček – pokud dobře drží, může zůstat nalepený 5 dní; pak je nutná výměna**
- **k ošetřování používejte pouze prostředky, které jste obdrželi v balíčku**