



**ÚVN**

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

**Oddělení hematologie  
a krevní transfuze**

**D-Dimery vysoce senzitivní**

metoda pro diagnostiku a vyloučení hluboké žilní trombózy,  
plicní embólie a diseminované intravaskulární koagulopatie

- Latex imunoturbidimetry assay "high sensitive"
- Horní hranice referenčního intervalu: 0,230 mg/l
- Latexová imuno-metoda (LIA) vykazuje vysokou senzitivitu (95-100%) a negativní prediktivní hodnotu (95-100%) v souladu s guidelines ČKS.
- Měření v IR oblasti zaručuje nízkou specifitu (45%) právě pro D-Dimery díky potlačení následujících interferencí:
  - revmatoidní faktor do 1400 kU/l
  - fibrin degradační produkty v koncentraci do 10 mg/l
  - neomezuje chylozita citrátové plazmy v koncentraci triglyceridů do 15 mmol/l .

V Praze dne 4.7.2013